

Vorbereiding

Om een optimale hechting te kunnen realiseren, moeten glazuur-, dentine- en metalen oppervlakken grondig worden schoongemaakt.

Blaas de caviteit in slechts 2–3 korte intervallen droog met water- en olievríje lucht of dep hem droog met een wattenstaafje. Niet teveel drogen! **De caviteit moet zo droog zijn dat het oppervlak een matglanzend uiterlijk heeft.** Wanneer de caviteit met perslucht te droog wordt geblazen, kan dit een negatief effect op de hechting hebben of na het aanbrengen van de restauratie tot postoperatieve gevoeligheid leiden.

De metalen oppervlakken moeten goed met perslucht worden gedroogd.

Voorkom verdere contaminatie door speeksel.

Bescherming van de pulpa

Het glasionomeerement, bijv. bij inlays, niet rechtsreeks op dentine in de nabijheid van de pulpa of op de geëxponeerde pulpa aanbrengen. De zones in de nabijheid van de pulpa voor het afdrukken met een goed hardend calcium-hydroxide-preparaat bedekken, bijv. Alkaliner.

Activeren, mengen, appliceren

De capules met de Maxicap activator 2 sec activeren, in een hoge-frequentie mengapparaat met ca. 4300 trillingen/ minuut, bijv. Capmix, of in het roterende mengapparaat Rotomix mengen en met de Maxicap applier appliceren. Maxicap activator en applier zijn blauw gemarkeerd.

Gedurende de applicatie en de uithardingsfase dient het werkteinre tegen contaminatie met water en speeksel te worden beschermd. Een dunne cementlaag binnen in de kroon en op de stomp opbrengen. Vervolgens de restauratie plaatsen. Overvullen van de kroon dient vermeden te worden.

Attentie

Wachttijden tussen activeren, mengen en appliceren moeten steeds vermeden worden omdat de beginnende uitharding van het materiaal het uitspuiten uit de capsule bemoeilijkt of onmogelijk maakt.

De hydrostatische druk in nauwsluitende kronen kan tot pulpklachten leiden!

Tijden	
Op 23°C/73°F kamertemperatuur gelden de volgende tijden:	
	min : sec
Activeren	0 : 02
Mengen in de Rotomix	0 : 08
Mengen in het hoge-frequentie-mengapparaat, bijv. Capmix	0 : 10
Verwerking vanaf het begin van het mengen	3 : 00
Uitharding vanaf het begin van het mengen	7 : 00

Bij kamertemperaturen boven 23°C/73°F wordt de uitharding versneld. Het overschriden van de verwerkingstijd leidt tot een verminderde hechting aan glazuur en dentine.

Kortere mengtijden verlengen, langere mengtijden verkorten de verwerkings- en uithardingstijd. De mengtijd kan binnen een bereik van 8–15 sec in hogefrequentie-mengapparaten en 7–12 sec in de Rotomix worden gekozen.

Verwijderen van overmaat

7 min. na het begin van het mengen kan de overmaat met een Heidemann-spatel en/of een sonde worden verwijderd.

Overgevoeligheid

Bij sommige personen kan een overgevoeligheid voor het product niet worden uitgesloten. Als dat het geval zou zijn, moet van (verder) gebruik worden afgezien, het product moet dan volledig worden verwijderd. In enkele gevallen zijn, met name wanneer de verwerkingsinstructies worden veronachtzaamd, pulpklachten mogelijk.

Bewaren en houdbaarheid

Het product niet boven 25°C/77°F bewaren.

Het product mag na het verstrijken van de houdbaarheidsdatum niet langer worden gebruikt.

Consumenteninformatie

Geen enkele persoon heeft het recht informatie te verschaffen die afwijkt van hetgeen beschreven in deze gebruiksaanwijzing.

Garantie:

3M ESPE garandeert dat dit product vrij is van materiaal- en fabricagefouten. 3M ESPE BIEDT GEEN ENKEL ANDER GARANTIE, INCLUSIEF STILZWIJGENDE GARANTIES OF GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker te bepalen of het product geschikt is voor het door de gebruiker beoogde doel. Als dit product binnen de garantieperiode defect raakt, is uw exclusieve rechtsmiddel en de enige verplichting van 3M ESPE reparatie of vervanging van het product van 3M ESPE.

Beperkte aansprakelijkheid

Tenzij dit is verboden door de wet, is 3M ESPE niet aansprakelijk voor verlies of schade ten gevolge van het gebruik van dit product, of dit nu direct of indirect, speciaal, incidenteel of resulterend is, ongeacht de verklaarde theorie, inclusief garantie, contract, nalatigheid of strikte aansprakelijkheid.

Stand van de informatie 06/03

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Περιγραφή προϊόντος

To Ketac™ Cem Maxicap™, που αποτελεί προϊόν της 3M ESPE, είναι μία υαλοϊονομερής κονία που χρησιμοποιείται για οριστική συγκόλληση εργασιών. Το χρώμα της είναι απαλό ροζ και διατίθεται σε κάψουλες. Η ελάχιστη ποσότητα απόδοσης μιας κάψουλας είναι 0,36 ml. Για λεπτομέρειες όσον αφορά τα προϊόντα Alkaliner™, Capmix™, Rotomix™ και Maxicap™ System, όλα προϊόντα παραγωγής της 3M ESPE ή κατασκευασμένα κατ' εντολήγ της, ανατρέξτε στις ανάλογες πληροφορίες χρήσης. Οι πληροφορίες χρήσης ενός προϊόντος πρέπει να φυλάγονται για όλα την διάρκεια της εφαρμογής του.

Ενδείξεις εφαρμογής

Συγκόλληση ενθέτων, επενθέτων, στεφανών και γεφυρών
Συγκόλληση ορθοδοντικών δακτυλίων
Ουδέτερο στρώμα

Προετοιμασία

Για την μεγαλύτερη δυνατή πρόσφυση καθαρίστε οχολαστικά την αδαμαντίνη, την οδοντίνη και τις μεταλλικές επιφάνειες. Στεγνώστε την κοιλότητα σε μόνο 2–3 σύντομα διαστήματα φυσώντας με αέρα που δεν περιέχει νερό και λάδι ή στεγνώστε με τολύπια βόμβος. Μην προβαίνετε σε υπέρμετρο στέγνωμα! **Η κοιλότητα θα πρέπει να είναι μόλις τόσο ξηρή, ώστε η επιφάνεια να εμφανίζεται ματ γυαλιστερή.** Υπέρμετρο στέγνωμα με πεπιεσμένο αέρα μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την πρόσφυση και αντίστοιχα να οδηγήσει μετά την τοποθέτηση της αποκατάστασης σε μετεγχειρητικές ευσιοθησίες.

Στεγνώστε καλά τις μεταλλικές επιφάνειες με πεπιεσμένο αέρα. Αποφύγετε την εκ νέου επιμόλυνση με σιέλο.

Προστασία πολφού

Μην τοποθετείτε την υαλοϊονομερή κονία, π.χ. όταν πρόκειται για ένθετα, κατευθείαν σε οδοντίνη που βρίσκεται κοντά στον πολφό ή σε ανοικτό πολφό. Καλύψτε πριν την διαμόρφωση τις περιοχές κοντά στον πολφό με ένα παρασκεύασμα υδροξειδίου του ασβεστίου ακλής πηξης, όπως π.χ. Alkaliner.

Ενεργοποίηση Ανάμιξη Εφαρμογή

Ενεργοποιήστε τις κάψουλες για 2 δευτερόλεπτα χρησιμοποιώντας τον ενεργοποιητή Maxicap Aktivator, αναμίξτε σε συσκευη ανάμιξης υψηλών συχνοτήτων με περίπου 4.300 ταλαντώσεις ανά λεπτό, όπως π.χ. στον Capmix, ή στον περιστροφικό αναμικτήρα Rotomix και εφαρμόστε με το εργαλείο στοιβαγμού Maxicap Applier. Ο ενεργοποιητής Maxicap Aktivator και το εργαλείο στοιβαγμού Maxicap Applier έχουν σημειωθεί με μπλε χρώμα.

Προστατέψτε το πεδίο εργασίας από την διείσδυση νερού και σιέλου κατά την διάρκεια της εφαρμογής και της φάσης της πήξης. Επαλείψτε ένα λεπτό στρώμα κονίας στο εσωτερικό της στεφάνης και στο στήριγμα. Κατόπιν τοποθετήστε την αποκατάσταση. Αποφύγετε την υπερπλήρωση της στεφάνης.

Προσοχή

Αποφύγετε οποιοσδήποτε τα διαλείμματα μεταξύ ενεργοποίησης, ανάμιξης και εφαρμογής γιατί η έναρξη της πήξης του υλικού θα δυσκολέψει ή θα εμποδίσει την αφαίρεση του από την κάψουλα. Η υδροστατική πίεση σε στεφάνες με πολύ καλή εφαρμογή μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στον πολφό!

Χρόνος	
Σε θερμοκρασία δωματίου στους 23°C/73°F βαθμούς ισχύουν οι εξής χρόνοι:	λεπτά : δευτερόλεπτα
Ενεργοποίηση	0 : 02
Ανάμιξη στο Rotomix	0 : 08
Ανάμιξη στη συσκευη υψηλών συχνοτήτων, π.χ. Capmix	0 : 10
Επεξεργασία από την αρχή της ανάμιξης	3 : 00
Πήξη από την αρχή της ανάμιξης	7 : 00

Σε θερμοκρασίες δωματίου άνω των 23°C/73°F βαθμών επιταχύνεται η πήξη.

Η υπέρβαση του χρόνου εργασίας προκαλεί την απώλεια του δεσμού σε αδαμαντίνη και οδοντίνη!
Συντομότερος χρόνος ανάμιξης παρατείνει και μακρύτερος χρόνος μειώνει το χρόνο επεξεργασίας και πήξης. Ο χρόνος ανάμιξης μπορεί να επιλεχθεί από 8 ως 15 δευτερόλεπτα στις συσκευές υψηλών συχνοτήτων και από 7 ως 12 δευτερόλεπτα στον Rotomix.

Αφαίρεση περισείας

Αφαιρέστε τις περισειές 7 λεπτά μετά την έναρξη της ανάμιξης με μια σπάτουλα Heidemann ή και με έναν ανιχνευτήρα.

Ευσιοθησίες

Δεν αποκλείονται αλλεργικές αντιδράσεις εν ευσιοθητα άτομα μέσω του προϊόντος. Σε περίπτωση, κατά την οποία προκύβουν αλλεργικές αντιδράσεις, πρέπει να επακολουθήσει διακοπή της χρησιμοποίησης του υλικού αυτού και πλήρης απομάκρυνσή του. Σε σπάνιες περιπτώσεις, και ιδιαίτερα αν δεν ληφθούν υπόψη οι οδηγίες επεξεργασίας, είναι δυνατόν να παρουσιαστούν προβλήματα στον πολφό.

Αποθήκευση και διατήρηση

Μην διατηρείτε το προϊόν πάνω από 25°C/77°F βαθμούς.

Μην το χρησιμοποιείτε μετά την ημερομηνία λήξης.

Πληροφόρηση πελατών

Κανένας δεν έχει άδεια να παρέχει οποιεσδήποτε πληροφορίες που παρεκκλίνουν από τις πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν φύλλο οδηγιών.

Εγγύηση

Η 3M ESPE εγγυάται ότι το παρόν προϊόν δεν έχει ελαττώματα υλικών και κατασκευής. Η 3M ESPE ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΑΛΛΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΕ ΣΥΝΕΠΑΓΟΜΕΝΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ Ή ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΣΚΟΠΟ. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος για τον καθορισμό της καταλληλότητας του προϊόντος και για την εφαρμογή του. Αν διαπιστωθεί ότι το προϊόν αυτό είναι ελαττωματικό εντός της περιόδου της εγγύησης, η αποκλειστική σας αποκατάσταση και μοναδική υποκρέωση της 3M ESPE θα είναι η επίσκευή ή αντικατάσταση του προϊόντος 3M ESPE.

Περιορισμός ευθύνης

Εκτός από τις περιπτώσεις όπου απαγορεύεται από το νόμο, η 3M ESPE δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά προκύπτει από το παρόν προϊόν, είτε αυτή είναι άμεση, έμμεση, ειδική, τυχαία ή συνεπαγόμενη, ανεξάρτητα από τις διεκδικούμενη υπόθεση, συμπεριλαμβανομένης της εγγύησης, του συμβολαίου, της αμέλειας ή αντικειμενικής ευθύνης.

Έκδοση του ενημερωτικού εντύπου 06/03

SVENSKA

Produktbeskrivning

Ketac™ Cem Maxicap™, tillverkad av 3M ESPE, är ett ljusrosafärgat fastsättnings-cement i kapsel. Användbar mängd per kapsel är minst 0,36 ml. Se respektive bruksanvisning för detaljerad information om Alkaliner™, Capmix™, Rotomix™ och Maxicap™ System, alla produkter tillverkade av eller för 3M ESPE. Spara bruksanvisningen så länge som produkten används.

Användningsområden

Fastsättning av inlays, onlays, kronor och bryggor
Fastsättning av ortodontiska band
Underfylningar

Färbere­delser

Rengör noggrant emalj-, dentin- och metallytor för att möjliggöra en optimal vidhäftning.

Torrblåstra kaviteten i 2–3 korta tidsintervall med vatten- och oljefri luft eller tor­ka med bomullspellets. Dehydrera inte! **Kaviteten skall inte vara torrare än att ytan är mattglänsande.** Överdriven torkning med tryckluft kan negativt påverka vidhäftningen eller medföra postoperativ känslighet efter insättning av restaurationen. Metallytorna skall noggrant torkas med tryckluft.

Undvik ytterligare kontaminering med saliv.

Pulpaskydd

Lägg inte glasjonocementet, t.ex. vid inlays, direkt på pulpanära dentin eller direkt på den öppnade pulpan. Täck över pulpanära områden före avtrycks-tagningen med ett fast tennande kalciumhydroxid-preparat, t. ex. Alkaliner.

Aktivering, blandning, applicering

Aktivera kapslarna med Maxicap Aktivator i 2 sekunder, blanda i en höjfrekvensblandare med ca. 4300 svängningar/minut, t. ex. Capmix, eller i en rotationsblandare Rotomix och applicera med Maxicap applicerare. Maxicap aktivator och applicerare är markerade blå.

Skydda arbetsområdet mot vatten- och salivkontakt under applicering och stelningsfas. Ett tunt cementskikt läggs i kronans inre och på pelaren. Sätt därefter fast restaurationen. Undvik en överfyllnad av kronan.

Obs!

Undvik under alla omständigheter väntetider mellan aktivering, blandning och applicering, eftersom det är svårt eller omöjligt att pressa ut materialet, när det har börjat stelna. Hydrostatiskt tryck i tätt anliggande kronor kan leda till pulpistiska besvär!

Tider

Vid 23°C/73°F rumstemperatur gäller följande tider:

	min : sec
Aktivering	0 : 02
Blandning i Rotomix	0 : 08
Blandning i höjfrekvensblandare, t. ex. Capmix	0 : 10
Bearbetning efter blandningsstart	3 : 00
Stelnande efter blandningsstart	7 : 00

Vid rumstemperaturer över 23°C/73°F påskyndas stelnandet. Vid ett överskridande av bearbetningstiden förloras vidhäftningen på emalj och dentin. Kortare blandningstider förlänger, och längre förkortar bearbetnings- och stelningstiden. Blandningstiden kan väljas inom området 8–15 sekunder i höjfrekvensblandare och 7–12 sekunder i Rotomix.

Avlägsnande av överskott

7 minuter efter blandningsstart tas överskottet bort med hjälp av en Heidemann-spatel och/eller en sond.

Biverkningar

Hos känsliga personer kan sensibilisering genom produkten ej uteslutas. Skulle allergiska reaktioner uppträda, bör man sluta använda produkten och avlägsna den fullständigt. I sällsynta fall, speciellt om man inte beaktar bearbetnings-anvisningarna, kan pulpistiska besvär förekomma.

Förvaring och hållbarhet

Produkten bör inte lagras över 25°C/77°F. Bör inte användas efter förfallodatum.

Kundinformation

Ingen har tillåtelse att lämna ut någon information som avviker från den information som ges i detta instruktionsblad.

Garanti

3M ESPE garanterar att denna produkt är fri från material och tillverknings-defekter. 3M ESPE UTFÄSTER INGA ANDRA GARANTIER, INKLUSIVE UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER ELLER SÄLGBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT SPECIFIKT SYFTE. Användaren är ansvarig för att avgöra produktens lämplighet i en specifik applikation. Om denna produkt visas vara defekt inom garantitiden är kundens enda krav och 3M ESPEs enda åtagande att reparera eller byta ut produkten.

ANSVARSBEGRÄNSNING

I annat fall än då lag så föreskriver är 3M ESPE inte ansvarig för förlust eller skada som orsakas av denna produkt, oavsett direkt, indirekt, speciell, oavsiktlig eller som konsekvens, oavsett av bedryad teori, inklusive garanti, kontrakt, försumlighet eller direkt ansvar.

Information från 06/03

SUOMI

Tuotekuvaus
Ketac™ Cem Maxicap™, 3M ESPEn valmistama, on hennon vaaleanpunainen kiinnityssementti kapselissa. Kapselista saatava määrä on vähintään 0,36 ml. Yksityiskohtaiset tiedot tuotteista Alkaliner™, Capmix™, Rotomix™ ja Maxicap™, kaikki tuotteet 3M ESPEn valmistamia tai sille valmistettuja, ovat luettavissa kulloisistakin käyttöajalle tarkoitetuista ohjeista. Säilytä käyttöohjeet niin kauan kuin käytät tätä tuotetta.

Käyttöalueet

Inlayden ja onlayden, kruunujen ja siltojen kiinnitys
Leuan ortodontisten renkaiden kiinnitys
Alustäytteet

Preparointi

Aineen optimaalista tartuntaa varten on kille, dentiniin ja metallipinnat puhdistettava huolellisesti. Puustaa kaviteettiä kuvaksi 2–3 lyhyellä puhalluksella. Ilman tulee olla vedetöntä ja öljytöntä. Kaviteetin voi myös kuivata vanurullalla. Älä ylikuivaa! **Kaviteetin tulee olla juuri niin kuiva, että pinta näyttää mattamaisen kiiltävältä.** Liian voimakas kuivaus paineilmalla voi vaikuttaa negatiivisesti kiinnittymiseen tai aiheuttaa arkuutta paikkauksen jälkeen. Metallipinnat tulee myös kuivata hyvin paineilmalla. Vältä syljen aiheuttamaa uudelleen kontaminaatiota.

Pulpan suojaus

Älä levitä lasi-ionomeerisementtiä (esim. valutäytteissä) suoraan pulpan läheiseen dentiniin tai avattuun pulpaan. Peitä pulpan läheiset alueet ennen muotoilua kiinteästi sitovalla kalsiumhydroxidillä, esim. Alkaliner.

Aktivointi – sekoitus – aplikointi

Aktivoi kapsleita Maxicap-aktivaattorilla 2 sekuntia, sekoita sitten suurtaajuus-sekoittimessa, esim. Capmixissa (noin 4300 värähtelyä minuutissa) tai Rotomix-rotatiossekoittimessa ja aplikoi sitten Maxicap-aplikointilaitteella. Maxicap-aktivaattori ja -aplikointilaitte on merkitty sinisellä.

Suojaaja käsiteltävä alue aplikoinnin ja kovettumisen ajaksi vedeltä ja syljeltä. Sivele ohut kerros sementtiä kruunun sisäpuolelle sekä hammastyngälle. Aseta kruunu sen jälkeen paikalleen. Älä täytä kruunua liikaa.

Huomio!

Vältä ehdottomasti väliaikoja aktivoinnin, sekoituksen ja aplikoinnin välillä, koska alkava kovettuminen vaikeuttaa materiaalin levittämistä tai jopa estää sen. Tiukkaan istuviin kruunuihin kohdistuva hydrostaattinen paine voi aiheuttaa pulpakipua!

Ajat

Avat 23°C/73°F:n huonelämpötiloissa seuraavat:

	min : s
Aktivointi	0 : 02
Sekoitus Rotomixissa	0 : 08
Sekoitus suurtaajuussekoittimessa, esim. Capmix	0 : 10
Työstö sekoituksen alkamisesta	3 : 00
Kovettuminen sekoituksen alkamisesta	7 : 00

Kovettuminen nopeutuu huonelämpötilan ollessa yli 23°C/73°F. Mainitun työskentelyajan ylittäminen voi estää kiinnittymisen hammaskiilteeseen ja dentiniin.

Tätä lyhyemmät sekoitusajat pidentävät, pitemmät ajat lyhentävät työskentely- ja kovettumisaikaa. Sekoitusajaksi voidaan valita suurtaajuussekoittimessa 8–15 sekuntia ja Rotomixissa 7–12 sekuntia.

Liian materiaalin poistaminen

Poista ylimääräinen materiaali 7 minuutin kuluttua sekoituksen alkamisesta Heidemann-spaatteilla ja/tai sondilla.

Siedettävyyys

Joiillakin henkilöillä ei voida täysin poissulkea mainitun aineen aiheuttamaa alistusta. Mikäli allergisia oireita esiintyy, on käyttö lopetettava ja tuote poistettava täydelleisesti. Harvoina tapauksissa, etenkin jos käyttöohjeita ei ole noudatettu, saattaa esiintyä pulpakipua.

Säilytys ja kelpoisuus aika

Älä säilytä tuotetta yli 25°C/77°F:n lämpötiloissa.

Älä käytä tuotetta enää pakkauksessa ilmoitetun viimeisen käyttöpäivän jälkeen.

Asiakastietoa

Kennelläkään ei ole oikeutta muuttaa näissä ohjeissa annettuja tietoja.

Takuu

3M ESPE sitoutuu vaihtamaan viallisiksi osoitetut tuotteensa uusiin.

3M ESPE ei vastaa menetyksistä tai vahingoista, jotka suoraan tai välillisesti seuraavat tässä mainitun tuotteen käytöstä tai väärinkäytöstä. Käyttäjän tulee arvioida ennen tuotteen käyttöönottoa sen soveltuvuus käyttötarkoituksensa, ja hän on itse vastuussa kaikista tuotteen käyttöön liittyvistä riskeistä.

Tilanne 06/03

DANSK

Produktbeskrivelse

Ketac™ Cem Maxicap™, fremstillet af 3M ESPE, er svagt rosa retentionscement i kapsler. Materialet i kapslen, som kan anvendes, udgør mindst 0,36 ml. Yderligere informationer om Alkaliner™, Capmix™, Rotomix™ og Maxicap™ system, alle produkter fremstillet af eller for 3M ESPE, i den pågældende bruger-vejledning. Det er vigtigt at opbevare brugervejledningen til et produkt, så længe det er i brug.

Anvendelsesområder

Cementering af inlays, onlays, kroner og broer
Cementering af kæbeortopædiske bånd
Underfyldninger

Forberedelse

For at opnå en optimal adhænsion skal emalje-, dentin- og metaloverflader renses omhyggeligt. Kaviteten blæses tør i kun 2–3 korte intervaller med vand og oliefri luft, eller duppes tør med vatpelt. Der bør ikke overtørres! **Kavitetsoverfladen skal have et mat skinnende udseende.** Overdreven tørlægning kan på negativ vis påvirke adhænsionen eller resultere i postoperativ sensitivitet. Metaloverfladerne bør tørlægges grundigt ved hjælp af trykluft. Undgå på ny kontamination med spyt.

Pulpabeskyttelse

Glasionocementen må, ved fx inlays, ikke direkte påføres den pulpa, der ligger lige ved dentinen eller den åbnede pulpa. Områder, der ligger tæt ved pulpa, skal for cementering dækkes af et hærdende kalciumhydroxid-præparat, fx Alkaliner.

Aktivering Blanding Applicering

Kapslerne aktiveres med Maxicap aktivator i 2 sek., blandes derefter i et højfrekvensblendeapparat med ca. 4300 svingninger/minut, fx Capmix, eller i rotationsblanderen Rotomix og appliceres med Maxicap applier. Maxicap aktivator og applier er markeret med blå.

Under applicering og afbindingsfasen skal arbejdsfeltet beskyttes mod vand og spyt. Et tyndt cementlag påføres de indvendige kroneflader og stubben. Derefter bringes restaureringen i den endelige position. Undgå stor overfyldning af kroner.

OBS!

Det er absolut vigtigt, at der ikke opstår ventetider mellem aktivering, blandng og applicering, da den påbegyndte afbinding af materialet forhindrer eller gør det vanskeligt at udtage det. Hydrostatisk tryk i tætlipassede kroner kan medføre gener i pulpa!

Tider

Ved 23°C/73°F rumtemperatur gælder følgende tider:

	min : sek
Aktivering	0 : 02
Blanding i Rotomix	0 : 08
Blanding i højfrekvensblander, fx Capmix	0 : 10
Arbejdstid fra blandingsstart	3 : 00
Afbinding fra blandingsstart	7 : 00

Ved rumtemperatur på over 23°C/73°F fremskyndes afbindingen. En overskridelse af arbejdstiden bevirker, at materialet ikke binder på emalje og dentin.

Kortere blandningstider forlænger, længere forkorter arbejds- og afbindingstiden